

reatorgПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОСНАЩЕНИЕ • СЫРЬЕ

+7 (495) 966 31 40

+7 (800) 775 32 11

reatorg@reatorg.ru

https://www.reatorg.ru

**TAILIN**®СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**Подбор аналогов канистрам Sartorius**

Модель канистр Sartorius	Применение	Метод стерилизации	Модель канистр Tailin
16466	Парентеральные растворы большого объема; закрытые стеклянные емкости	оксид этилена	PY220, KSF220
16467	Парентеральные растворы; открытые контейнеры (стеклянные ампулы, флаконы, складные пакеты)	оксид этилена	APY220, KAPY220
16468	Шприцы, системы трубок и другие медицинские устройства, имеющие коннекторы типа Luer Lock	оксид этилена	YLQ220
16466	Парентеральные растворы большого объема; закрытые стеклянные емкости	γ-излучение	PY220D, KSF220D
16467	Парентеральные растворы; открытые контейнеры (стеклянные ампулы, флаконы, складные пакеты)	γ-излучение	APY220D, KAPY220D
16468	Шприцы, системы трубок и другие медицинские устройства, имеющие коннекторы типа Luer Lock	γ-излучение	YLQ220D
16469	Шприцы с предварительным заполнением, с иглами и без	γ-излучение	PFS2D
16475	Лиофилизаты, растворимые порошки, растворы антибиотиков, закрытые стеклянные емкости	γ-излучение	KDGB220D, DGB220D
16476	Парентеральные растворы малого объема, закрытые стеклянные емкости	γ-излучение	PY220D, KSF220D
16477	Парентеральные растворы, глазные капли	γ-излучение	SDY220D
16478	Контейнеры и мешки с коннекторами типа Luer Lock	γ-излучение	YLQ220D
16466-GSD	Парентеральные растворы большого объема; закрытые стеклянные емкости	γ-излучение, с многоразовым прокалываемым портом отбора проб	PY220D, KSF220D
16467-GSD	Парентеральные растворы; открытые контейнеры (стеклянные ампулы, флаконы, складные пакеты)	γ-излучение, с многоразовым прокалываемым портом отбора проб	APY220D, KAPY220D
16469-GSD	Шприцы, системы трубок и другие медицинские устройства, имеющие коннекторы типа Luer Lock	γ-излучение, с многоразовым прокалываемым портом отбора проб	PFS2D
16475-GSD	Лиофилизаты, растворимые порошки, растворы антибиотиков, закрытые стеклянные емкости	γ-излучение, с многоразовым прокалываемым портом отбора проб	KDGB220D, DGB220D

16476-GSD	Парентеральные растворы большого объема; закрытые стеклянные емкости	γ-излучение, с многократным прокалываемым портом отбора проб	PY220D, KSF220D
-----------	---	---	----------------------------